


# Der Remix für rotierende Aufbereitung auf dem nächsten Level

Um die kontinuierlich rotierende Aufbereitung weiter zu verbessern und ihre Entwicklung voran zu treiben, spielen bei uns klinische Erfahrung, fertigungstechnische Kompetenz, Materialwissenschaft und Produkttests zusammen. Basierend auf unserer Erfolgsgeschichte rotierender Feilensysteme, haben wir unsere bisherigen Erfahrungen mit neuen Entwicklungen im Feilendesign und der Materialtechnologie gemixt, um die rotierende Wurzelkanalfeile neu zu definieren und auf ein neues Leistungsniveau zu bringen.

Das Ergebnis ist VDW.ROTATE™, eine Instrumentenserie, mit der Sie in unterschiedlichen klinischen Fällen von einfach bis komplex Ihr Können voll ausspielen können.

# Ein fein abgestimmtes Instrument für verschiedene klinische Fälle



#### DER HIT IN SACHEN SICHERHEIT!

Neue Wärmebehandlung für mehr Flexibilität ohne Einbußen bei der Schneidleistung\*

Die NiTi-Wärmebehandlung macht die Feile widerstandsfähiger gegen zyklische Ermüdung und senkt das Risiko eines Feilenbruchs.\*



#### GEBEN SIE DEN TAKT AN!

Angepasster S-Querschnitt für eine höhere Schneidleistung\*


Er gewährleistet, dass Ablagerungen wirksam entfernt werden, sorgt für Kontrolle über das Instrument und ermöglicht eine schnelle, gründliche und sichere Aufbereitung.\*,\*\*



# BRINGT SCHWUNG IN DIE AUFBEREITUNG!

Höhere Flexibilität für eine bessere Anpassung an die Kanalanatomie\*

Die neue VDW.ROTATE™ Feile verringert die Verlagerung des Wurzelkanals und folgt dem Kanalverlauf besser.\*




<sup>\*</sup> im Vergleich zu anderen rotierenden Instrumenten von VDW

<sup>\*\*</sup> im Vergleich zu einem zentrierten, rotierenden Feilenquerschnitt

## Eine Auswahl, die inspiriert


Mit der Bandbreite an VDW.ROTATE™ Instrumenten werden Sie sowohl einfachen wie auch komplexen Kanalanatomien gerecht. Beginnen Sie mit der intuitiven 3-Feilen Basissequenz und lassen Sie sich dann von der umfangreichen Feilenauswahl inspirieren. Stellen Sie Ihre eigene Feilensequenz zusammen und verfolgen Sie Ihren eigenen therapeutischen Ansatz.

DIE BASISSEQUENZ Wählen Sie einen Taper entsprechend der Kanalanatomie.



Wenn aufgrund der Kanalanatomie weiter aufbereitet werden muss, arbeiten Sie nach Erreichen der Arbeitslänge mit 25.06 oder 25.04 mit höheren ISO-Größen weiter.

INSTRUMENTE FÜR GRÖSSERE KANALANATOMIEN Um eigene Feilensequenzen zu erstellen, können Sie Größen und Taper frei kombinieren.



Harmonisch komponiert von der Aufbereitung bis zur Revision

Ergänzend zu den VDW.ROTATE™ Feilen bieten wir ein komplettes Produktsortiment von der Aufbereitung bis zur Obturation an. Für die Wurzelkanalbehandlung empfiehlt VDW die Verwendung von VDW.ROTATE™ Instrumenten in Verbindung mit VDW Motoren.

z. B. VDW.CONNECT Drive® mit VDW.CONNECT® App

### Eine Symphonie aus entscheidenden Vorteilen

#### **VIELSEITIGKEIT**

VDW.ROTATE™ umfasst eine intuitive 3-Feilen Basissequenz sowie eine große Auswahl an größeren Feilen mit passenden Papierspitzen und Obturatoren für unterschiedliche klinische Fälle. Mit dieser Auswahl können Sie einfache, genauso wie komplexe Wurzelkanäle leicht und effizient aufbereiten.

#### ERHALT DER NATÜRLICHEN KANALANATOMIE

Um die Behandlung an den spezifischen Fall anzupassen, wählen Sie zwischen Taper .06 oder .04 und den verschiedenen ISO-Größen. Dank der speziellen Wärmebehandlung ist die Feile flexibler und folgt so dem natürlichen Kanalverlauf.\*

#### KURZE LERNKURVE

VDW.ROTATE™ gewährt eine gute taktile Verbindung und kann sowohl in bürstender als auch in pickender Feilenbewegung verwendet werden. So ist eine schnelle Einarbeitung möglich.


#### EFFIZIENTES ENTFERNEN VON DEBRIS

Die neue feilenspezifische Wärmebehandlung macht das Instrument flexibler, ohne seine Schneidleistung zu beeinträchtigen. Der angepasste S-Querschnitt schafft mehr Raum für den kontinuierlichen Abtransport von Debris.\*,\*\*

#### **PATIENTENSICHERHEIT**

Material, Formgebung und Wärmebehandlung im Zusammenspiel erhöhen die Widerstandsfähigkeit der Feile gegenüber zyklischer Ermüdung und verringern das Risiko eines Instrumentenbruchs.\*

<sup>\*\*</sup> im Vergleich zu einem zentrierten, rotierenden Feilenquerschnitt



<sup>\*</sup> im Vergleich zu anderen rotierenden Instrumenten von VDW

# Bestellinformation

#### VDW.ROTATE™ Basissequenz

Blist	ter à 6 Instrumente	21 mm	25 mm	31 mm	
0	15.04	MST VROT 621 415	MST VROT 625 415	MST VROT 631 415	
	20.05	MST VROT 621 520	MST VROT 625 520	MST VROT 631 520	
Taper .0	Taper .06 für die meisten klinischen Fälle				
0	25.06	MST VROT 621 625	MST VROT 625 625	MST VROT 631 625	
Taper .0	Taper .04 für enge und stark gekrümmte Kanäle sowie apikale Krümmungen				
0	25.04	MST VROT 621 425	MST VROT 625 425	MST VROT 631 425	



#### VDW.ROTATE™ Basissequenz - Sortierung

Blister à 3 Instrumente	21 mm	25 mm	31 mm
15.04, 20.05, 25.06	MST VROT 321 AST	MST VROT 325 AST	MST VROT 331 AST

#### VDW.ROTATE™ Aufbereitung größerer Kanalanatomien

Bliste	er à 6 Instrumente	21 mm	25 mm	31 mm
0	30.04	MST VROT 621 430	MST VROT 625 430	MST VROT 631 430
0	35.04	MST VROT 621 435	MST VROT 625 435	MST VROT 631 435
0	40.04	MST VROT 621 440	MST VROT 625 440	MST VROT 631 440
	50.04	MST VROT 621 450	MST VROT 625 450	MST VROT 631 450
0	60.04	MST VROT 621 460	MST VROT 625 460	MST VROT 631 460
0	30.06	MST VROT 621 630	MST VROT 625 630	MST VROT 631 630
0	35.06	MST VROT 621 635	MST VROT 625 635	MST VROT 631 635
0	40.06	MST VROT 621 640	MST VROT 625 640	MST VROT 631 640



#### VDW.ROTATE™ Revisionsinstrument

0	25 05	MST VROT 621 525	
Bliste	er à 6 Instrumente	21 mm	



VDW.ROTATE™ Instrumente sind wiederaufbereitbar, dennoch empfiehlt VDW aus Gründen der Patientensicherheit und des effizienten Workflows in der Praxis die Einmalverwendung der Instrumente.



#### VDW.ROTATE™ Guttapercha

Schiebeschachtel à 60 Stück

#### Größe/Taper 28 mm 25.04 M00 VRGP F00 425 0 30.04 M00 VRGP F00 430 0 35.04 M00 VRGP F00 435 40.04 M00 VRGP F00 440 50.04 M00 VRGP F00 450 25.06 M00 VRGP F00 625 30.06 M00 VRGP F00 630 0 35.06 M00 VRGP F00 635 40.06 M00 VRGP F00 640 $24 \times 25.06$

M00 VRGP F00 AST

#### VDW.ROTATE™ Papierspitzen

180 Stück


	Größe/Taper	29 mm	
0	25.04	MST VRPP 000 425	
0	30.04	MST VRPP 000 430	
0	35.04	MST VRPP 000 435	
0	40.04	MST VRPP 000 440	
0	50.04	MST VRPP 000 450	
0	60.04	MST VRPP 000 460	
0	25.06	MST VRPP 000 625	
0	30.06	MST VRPP 000 630	
0	35.06	MST VRPP 000 635	
0	40.06	MST VRPP 000 640	
	60 × 25.06 60 × 30.04 30 × 35.04 30 × 25.04	MST VRPP 000 AST	

#### **GUTTAFUSION®** Obturatoren

 $12 \times 30.04$ 

 $12 \times 35.04$  $12 \times 25.04$ 

Blister à 6 Obturatoren



#### **GUTTAFUSION® Size Verifier**

Blister à 6 Size Verifier

		vocannos establista es	
	Größe	1 Blister	
0	20	V04 1508 000 020	
0	25	V04 1508 000 025	
0	30	V04 1508 000 030	
0	35	V04 1508 000 035	
0	40	V04 1508 000 040	
	50	V04 1508 000 050	
0	55	V04 1508 000 055	
	$2 \times 25, 2 \times 30, 2 \times 35$	V04 1508 000 305	

#### VDW.ROTATE™ System Kit 30 \_

#### MKT VROT 025 000

- 24 VDW.ROTATE™ Instrumente (25 mm), steril, 6 × 15.04, 6 × 20.05, 6 × 25.06, 6 × 25.04
- 6 VDW.ROTATE™ Revisionsinstrumente (21 mm), steril, 25.05
- 180 VDW.ROTATETM Papierspitzen, sortiert, steril, 60 × 25.06, 60 × 30.04, 30 × 35.04, 30 × 25.04
- 60 VDW.ROTATE™ Guttapercha Stifte, sortiert, 24 × 25.06, 12 × 30.04, 12 × 35.04, 12 × 25.04
- 1 Endo-Übungszahn, trepaniert
- Anwenderkarte, Gebrauchsanweisung



VIO



Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren bevorzugten Händler oder besuchen Sie uns auf www.vdw-dental.com.

W VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15 81737 München Tel +49 (0) 89 62734-0 Fax +49 (0) 89 62734-304 info@vdw-dental.com