

Sehr geehrter Kunde,

Das VDW.CONNECT *Drive* Handstück enthält eine **Lithium- Ionen - Batterie**.

Diese gilt als Gefahrstoff und darf nur unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen versandt werden.

Diese werden mit der folgenden Anleitung erfüllt.

***Sie haben von uns erhalten***

*Alle Informationen und Etiketten finden Sie auch als Download unter*

<https://www.vdw-dental.com/de/service/technischerservice/>

- 1 Karton
- UN 3481 Aufkleber (Ersatz Aufkleber)
- Aufkleber Overpack/Umverpackung
- „Lithium Batteries Safety Document“ mit Anleitung zum Ausfüllen
- Klarsicht- Versandtasche

***Vorgehen:***

- Verpacken Sie Ihren VDW.CONNECT *Drive* mit Originalverpackung in den kleinen Karton (Aufkleber UN 3481 ist schon aufgeklebt, ansonsten bitte den mitgeschickten Aufkleber anbringen)
- Verschließen Sie diesen mit Klebeband
- Versehen Sie den Karton mit dem Aufkleber Overpack/Umverpackung
- 
- Füllen Sie das beiliegende Dokument aus
  - o UPS Tracking Nummer eintragen. Diese erfahren Sie unter **0800 839 33 68** (kostenlos aus den dt Festnetz, aus AUT und CH 00800 839 33 680)
  - o Kreuzen Sie UN3481 an „**Contained in Equipment**“
  - o Unterschrift und Datum
- Ausgefülltes Dokument in Klarsicht –Versandtasche verpacken
- Diese bitte auf dem Karton oben sichtbar aufkleben

Der UPS Fahrer kommt am nächsten Werktag mit dem Abholaufkleber und nimmt das Paket mit.

Vielen Dank für Ihre Mühen und die gute Zusammenarbeit

Ihr VDW Sales Service Team