

Modernste Technologie: Der neue smarte Apexlokator VDW.CONNNECT Locate® ist bald erhältlich

München, 12. März 2019 | Einfach bedienbar und hochpräzise – VDW erweitert sein Endo-System für Wurzelkanalbehandlungen mit dem innovativen VDW.CONNNECT Locate®. In Verbindung mit dem smarten kabellosen VDW.CONNNECT Drive® Endomotor und der VDW.CONNNECT® App bietet der neue Apexlokator eine Vielzahl an Funktionen, die den Workflow von Zahnärzten unterstützen. Dazu zählt die simultane Kontrolle des Feilenvorschubs während der Formgebung, die ein Live-Feedback während der Wurzelkanalaufbereitung ermöglicht.

VDW.CONNNECT Locate® ist ein smarter Apexlokator, der Zahnärzten eine einfache und zuverlässige Möglichkeit bietet, die Feilenposition für ihre Wurzelkanalbehandlungen zu ermitteln. Dieses Gerät ist ein smarter Apexlokator mit einem hochmodernen Benutzerinterface, das über Bluetooth® mit der VDW.CONNNECT® App verbunden wird. Auf diese Weise kann der Feilenvorschub simultan auf Ihrem iPad Bildschirm dargestellt werden. Zusätzliche akustische Signale und direkt auf Ihrem Apexlokator angebrachte LEDs unterstützen die sichere Bestimmung der Feilenposition. Es handelt sich um ein tragbares Gerät, das während der Behandlung auf dem Tray liegt.

VDW.CONNNECT Locate® kann optional mit der VDW.CONNNECT App® verwendet werden. Nur so können Zahnärzte die zusätzlichen Funktionen nutzen: Anhand der integrierten Funktion „Shaping Target“ kann der Zahnarzt individuell einstellen, bis zu welchem Punkt die Formgebung des Wurzelkanals erfolgen soll. Wenn die Funktion „Apical Reverse“ aktiviert ist, wird die Feile automatisch in die entgegengesetzte Richtung der Schnittrichtung gedreht, wenn der zuvor definierte Referenzpunkt erreicht wird.

Aufgrund der maximalen Flexibilität, der herausragenden Ergonomie des Systems und der zahlreichen Funktionen kann der Zahnarzt eine sichere Behandlung durchführen.

Weitere Informationen über VDW.CONNNECT Locate® erhalten Sie auf der IDS 2019 in Halle 10.1, B050 oder unter www.vdw-dental.com.

Kontakt

Christiane Rohn
Marketing Communication Manager

VDW GmbH
Bayerwaldstr. 15
81737 München

T +49 (0)89 627 34 - 114
F +49 (0)89 627 34 - 195
christiane.rohn@vdw-dental.com

ÜBER VDW:

Die VDW GmbH mit Sitz in München, Deutschland gehört weltweit zu den bekanntesten Dentalherstellern im Bereich Endodontie. Seit 150 Jahren hat VDW die Grundlagen der Wurzelkanalbehandlung als Pionier maßgeblich mitentwickelt. VDW versteht sich als Systemanbieter, der dem Zahnarzt endodontische Lösungen für die Wurzelkanalaufbereitung, -spülung und -füllung bis zur postendodontischen Versorgung, sowie fachkompetente Beratung und Schulung bietet.

Mehr Informationen über das Unternehmen, die VDW Marke und die Produkte finden Sie unter www.vdw-dental.com

Bilder:

Bild 1: VDW.CONNECT Locate[®] - ein smarterer, tragbarer Apexlokator für eine effiziente Endo-Behandlung.



Bild 2: Die VDW.CONNECT[®] Familie integriert den neuen Apexlokator VDW.CONNECT Locate[®], das intelligente und kabellose Handstück VDW.CONNECT Drive[®] und die VDW.CONNECT[®] App.

