

Rotierende Aufbereitung auf dem nächsten Level: VDW stellt VDW.ROTATE™ auf der IDS 2019 vor

München, 12. März 2019 | VDW hat seine bisherigen Erfolge in der rotierenden Aufbereitung mit neuen Entwicklungen im Feilendesign und der Materialtechnologie kombiniert und VDW.ROTATE™ entwickelt. Auf der IDS 2019 wird die neue Produktreihe rotierender NiTi-Feilen vorgestellt, die es Zahnärzten ermöglicht, sowohl einfachen wie auch komplexen Kanalanatomien gerecht zu werden.

VDW hat es sich auf die Fahne geschrieben, Wurzelkanalbehandlungen kontinuierlich zu verbessern und weiterzuentwickeln – und VDW.ROTATE™ ist ein Ergebnis davon: Mit dem neuen Feilensystem können Zahnärzte in verschiedenen klinischen Fällen ihr volles Potenzial ausschöpfen und ihre rotierende Aufbereitung auf das nächste Level bringen. Entsprechend dem VDW Systemansatz werden VDW.ROTATE™ Feilen mit den passenden Papierspitzen und Obturatoren eingeführt.

Ein überzeugendes Sortiment mit entscheidenden Vorteilen

Das neue Sortiment rotierender NiTi-Feilen bietet entscheidende Vorteile für eine einfache und effiziente Aufbereitung des Wurzelkanals. Mit VDW.ROTATE™ können Zahnärzte ihre eigene Feilensequenz zusammenstellen und somit ihren individuellen therapeutischen Ansatz verfolgen. Das Sortiment mit einer intuitiven 3-Feilen Basissequenz inkl. einer Gleitpfadfeile und zwei Shaping-Feilen sowie einer Auswahl an größeren Feilen für die weitere Aufbereitung ermöglicht die Behandlung unterschiedlichster Kanalanatomien. Im Gegensatz zu anderen rotierenden Systemen von VDW wurden die VDW.ROTATE™ Feilen einer feilenspezifischen Wärmebehandlung unterzogen, die die Flexibilität der Instrumente erhöht, ohne ihre Schneidleistung zu beeinträchtigen. Diese Flexibilität und Leistungsfähigkeit sowie der angepasste S-Querschnitt von VDW.ROTATE™ sorgen für einen effizienten Abtransport von Debris*. Darüber hinaus haben Zahnärzte die Möglichkeit, die Behandlung an den spezifischen klinischen Fall anzupassen, da frei zwischen Taper .06 und .04 und den verschiedenen ISO-Größen gewählt werden kann. Aufgrund ihrer Flexibilität folgt die Feile dem natürlichen Kanalverlauf.

Kontakt

Christiane Rohn
Marketing Communication Manager

VDW GmbH
Bayerwaldstr. 15
81737 München

T +49 (0)89 627 34 - 114
F +49 (0)89 627 34 - 195
christiane.rohn@vdw-dental.com

ÜBER VDW:

Die VDW GmbH mit Sitz in München, Deutschland gehört weltweit zu den bekanntesten Dentalherstellern im Bereich Endodontie. Seit 150 Jahren hat VDW die Grundlagen der Wurzelkanalbehandlung als Pionier maßgeblich mitentwickelt. VDW versteht sich als Systemanbieter, der dem Zahnarzt endodontische Lösungen für die Wurzelkanalaufbereitung, -spülung und -füllung bis zur postendodontischen Versorgung, sowie fachkompetente Beratung und Schulung bietet. Mehr Informationen über das Unternehmen, die VDW Marke und die Produkte finden Sie unter www.vdw-dental.com.

*im Vergleich zu einem zentrierten, rotierenden Feilenquerschnitt

Starten Sie auf der IDS 2019 ins nächste Level der rotierenden Aufbereitung, und besuchen Sie VDW in Halle 10.1, Stand B050 oder unter www.vdw-dental.com.

Bildmaterial:

Bild 1: Logo VDW.ROTATE™

VDW.ROTATE™

Bild 2: VDW.ROTATE™ 3-Feilen Basissequenz mit 15.04 (Gleitpfadfeile), 20.05 und 25.06



Bild 3: VDW.ROTATE™ Feilen in stark gekrümmtem Kanal

