

Mehr als nur ein langlebiger Wurzelstift – die Double Taper Form von VDW erhält mehr Dentin

München, 13. Juni 2018 | Der verbesserte Dentin-Erhalt und die bessere Ästhetik sind zwei der überzeugenden Vorteile der DT Posts von VDW. Diese ergeben sich aus dem Double Taper Design und der Quarzfaser-Technologie von VDW: dem Schlüssel zu einem lang anhaltenden Erfolg der endodontischen Behandlung.

Bei endodontisch behandelten Zähnen mit mehr als einer fehlenden Dentinwand wird das Setzen eines Wurzelstifts empfohlen, um die Retention der Krone zu gewährleisten. Für einen besseren Sitz ist es wichtig, dass bei der vorangehenden Wurzelkanalaufbereitung so viel Dentin wie möglich erhalten bleibt. DT Posts erhalten mehr Dentin, da die Double Taper Form der Morphologie des präparierten Wurzelkanals optimal entspricht. So lässt sich beim Einsetzen des Wurzelstifts unnötiger Dentinabtrag vermeiden.

Zahnschutz und bessere Ästhetik

Das bruchfeste Quarzfasermaterial der DT Posts hat vorteilhafte mechanische Eigenschaften. Seine geringe Steifigkeit sorgt für eine bessere Verteilung der Kaukräfte und minimiert das Risiko von Wurzelfrakturen. Dank der Lichtdurchlässigkeit des Quarzfasermaterials profitiert der Patient zudem von einer besseren Ästhetik.

Sichere Retention und einfache Lokalisierung des Wurzelstifts

Die DT Posts von VDW überzeugen durch weitere Eigenschaften. Die Safety Lock® Beschichtung erlaubt einen sicheren und langfristigen Verbund mit dem Befestigungskomposit. Außerdem ermöglichen die thermisch reaktiven Farbpigmente die Lokalisierung der DT ILLUSION® XRO® SL Wurzelstifte, nachdem sie gesetzt wurden. Die bei Körpertemperatur fast unsichtbaren Stifte werden deutlich sichtbar, nachdem sie auf unter 29°C abgekühlt sind.

Erfahren Sie mehr über die DT Post Familie unter: <https://www.vdw-dental.com/de/sortiment/post-endo/>

Kontakt

Christiane Rohn
Marketing Communication Manager

VDW GmbH
Bayerwaldstr. 15
81737 München

T +49 (0)89 627 34 - 114
F +49 (0)89 627 34 - 195
christiane.rohn@vdw-dental.com

ÜBER VDW:

Die VDW GmbH mit Sitz in München, Deutschland gehört weltweit zu den bekanntesten Dentalherstellern im Bereich Endodontie. Seit knapp 150 Jahren hat VDW die Grundlagen der Wurzelkanalbehandlung als Pionier maßgeblich mitentwickelt. VDW versteht sich als Systemanbieter, der dem Zahnarzt endodontische Lösungen für die Wurzelkanalaufbereitung, -spülung und -füllung bis zur post-endodontischen Versorgung, sowie fachkompetente Beratung und Schulung bietet.

Mehr Informationen über das Unternehmen, die VDW Marke und die Produkte finden Sie unter www.vdw-dental.com

Bildmaterial:

Abb. 1: DT LIGHT®, DT LIGHT® SL, DT ILLUSION™ XRO® SL, jeweils Größe #1



Abb. 2: Mit Double Taper Posts (1) ist weniger Dentinabtrag notwendig als mit einfach getaperten Wurzelstiften(2) © Prof. Boudrias / Prof. Sakkal

