

Bestätigung

Sicherheitstechnische Kontrollen von VDW Medizinprodukten

Vielen Dank für Ihre Anfrage und das damit verbundene Interesse an unseren VDW Produkten.

Gerne bestätigen wir Ihnen hiermit, dass es sich bei den Produkten:

- VDW.GOLD® / VDW.GOLD RECIPROC®
- VDW.SILVER® / VDW.SILVER RECIPROC®
- Endo IT Professional / Control
- VDW.ULTRA®
- Raypex® 4 / Raypex® 5 / Raypex® 6
- BeeFill® 2in1 / BeeFill® Pack / BeeFill®
- GuttaMaster® / GuttaFusion®
- GuttaCut®
- VDW.CONNECT Drive®

um Medizinprodukte handelt, die laut Medizinprodukte-Betreiberverordnung, derzeit **keinen sicherheitstechnischen Kontrollen**, gemäß MPBetreibV § 11 und Anlage 1 sowie **keinen messtechnischen Kontrollen**, gemäß MPBetreibV § 14 und Anlage 2 unterliegen.

Prüfungen darüber hinaus entsprechend der anerkannten Regeln und den daraus erkannten Fristen sind durch den Betreiber durchzuführen bzw. durchführen zu lassen (z.B. Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel).

Für weitere Fragen zu unseren Produkten, Service-Leistungen oder einem Praxistermin freuen wir uns über Ihren Anruf bei unserem Kundenberatungsteam in München, unter 0800-839 33 68 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz) - wir sind von Montag bis Freitag 8:00-12:30 Uhr und 13:30-16:30 Uhr gern für Sie da.

Wir hoffen, Sie weiterhin zum Kreise unserer treuen VDW Kunden zählen zu dürfen und bedanken uns nochmals für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Mit den besten Grüßen
Ihre VDW GmbH



i.V. Petra Altmann-Peichl
Director QA / RA

München, der 04.10.2017