

Produktbezeichnung

Artikelbezeichnung: Permador- und Permador >biodent<- Legierung
Verwendung des Artikels: Wurzelkanalstifte

Angaben zum Hersteller/Lieferanten:

Firma: VDW GmbH
Bayerwaldstr.15, D-81737 München, Tel: 089/62734-0
e-mail: info@vdw-dental.com

Auskunftgebender Bereich Qualitätsmanagement
Telefon: 089/62734-0 • Telefax: 089/62734-304

Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Wurzelkanalstifte aus einer hochfesten Edelmetall Spezial-Legierung

	Gehalt
Gold	55-65%
Platin	20-30%
Palladium	10-20%
Iridium	0-2%

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Schmelzpunkt / Schmelzbereich: 1320 -1460°C
Dichte: 18,1 g/cm³
Zugfestigkeit: 810 N/mm²
Bruchdehnung: 10%

Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt technisch zu beschreiben.