

## Produktbezeichnung

Artikelbezeichnung: Silberstifte  
Verwendung des Artikels: Wurzelkanalstifte

### Angaben zum Hersteller/Lieferanten:

Firma: VDW GmbH  
Bayerwaldstr. 15, D-81737 München, Tel: 089/62734-0  
e-mail: info@vdw-dental.com

Auskunftgebender Bereich: Qualitätsmanagement  
Telefon: 089/62734-0 • Telefax: 089/62734-304

## Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Wurzelkanalstifte aus einer Silber -Nickel Speziallegierung.

	Gehalt
Silber	80-100%
Nickel	< 0,2%

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser: 0,55 und 0,75 mm  
Dehnung [A<sub>f</sub>=100]: 2%  
Zugfestigkeit R<sub>m</sub>: ca. 395 N/mm<sup>2</sup>

## Sonstige Angaben

*Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt technisch zu beschreiben.*