
Produktbezeichnung

Artikelbezeichnung: NiTi Instrument **VDW.ROTATE™**

Verwendung des Artikels: Rotierende NiTi Wurzelkanalinstrumente

Angaben zum Hersteller/Lieferanten:

Firma: VDW GmbH Bayerwaldstr. 15, D-81737 München Tel.: +49 (0) 89 62734-0

E-Mail: info@vdw-dental.com

Auskunftgebender Bereich: Qualitätsmanagement Telefon: +49 89 62734-0 • Telefax: +49 89 62734-304

Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Nickel Titan	35–60 Gew%
Eisen, Fe	20–50 Gew%
andere	0,6 Gew%
Schaft: Kupfer	57–59 Gew%
Blei	2,5–3,5 Gew%
Zink	37,5–40,5 Gew% (Ausgleich)

Physikalische und chemische Eigenschaften

Schmelzpunkt: > 1000° C

Wasserlöslichkeit: unlöslich

Spezifisches Gewicht (H₂O = 1): 5,8–7,5

Sonstige Angaben

Die hierin enthaltenen Informationen stützen sich auf unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt, das unter 1000-TF_2_SDS_000023 rev.2 *VDW.ROTATE_Sicherheitsdatenblatt* abgespeichert ist. Das genannte Dokument enthält alle sicherheitsrelevanten Informationen. Das vorliegende Dokument enthält die für den Artikel relevanten technischen Informationen.