



Endo Einfach Erfolgreich®



Gut
ent

besser
pezzel

C-PILOT®
C-PILOT®

C-PILOT®

Die beste Handfeile
entwickelt von VDW mit der Erfahrung
aus 145 Jahren in der Endodontie.



Für die sichere Gleitfad-Erstellung

Die C-PILOT® Feile ist dank herausragender Materialeigenschaften besonders geeignet, selbst schwer zugängliche Kanäle bis zum Apex gängig zu machen.

Zum Gängigmachen stark gekrümmter und kalzifizierter Kanäle

- Hohe Biegefestigkeit dank thermischer Härtung
- Dünn und stabil für komplexe Anatomien
- Ideal zum Sondieren kalzifizierter Kanäle

VDW®STERILE C-PILOT® Feilen

Größe		19 mm	21 mm	25 mm
06	●	368 019 006	368 021 006	368 025 006
08	●	368 019 008	368 021 008	368 025 008
10	●	368 019 010	368 021 010	368 025 010
06-10		368 019 210	368 021 210	368 025 210
12,5	●	368 019 012	368 021 012	368 025 012
15	○	368 019 015	368 021 015	368 025 015

Mit
Zwischengröße
ISO 12,5



Wir bringen Hygiene auf den Punkt!
Sterile Endo-Produkte seit über 30 Jahren.

VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15 • 81737 München • Deutschland
Tel. +49 89 62734-0 • Fax +49 89 62734-304
www.vdw-dental.com • info@vdw-dental.com

Endo Einfach Erfolgreich®