



RECIPROC® direct
Das erste reziproke
Winkelstück

Machen Sie
Ihre Dental-
zu einer
Endoeinheit

Einzigartig und effizient: Erleben Sie das erste reziproke Winkelstück

- Das RECIPROC® direct Winkelstück kann direkt mit Ihrer vorhandenen Behandlungseinheit genutzt werden



- Einfach auf Ihren Elektro- oder Druckluftmotor* stecken und Sie können mit der RECIPROC® one file endo Behandlung starten
- Profitieren Sie von der innovativen Technik, mit der RECIPROC® Instrumente sicher und effizient angetrieben werden



Plug and play: In drei einfachen Schritten bereit zur Behandlung



1. KLICKEN

Verbinden Sie das Winkelstück mit dem Motor so, dass es einrastet



2. PRÜFEN

Stellen Sie sicher, dass RECIPROC® direct richtig mit dem Motor verbunden ist



3. EINSTELLEN

Stellen Sie den Motor* Ihrer Behandlungseinheit auf die angemessene Geschwindigkeit ein

Druckluftmotor: max. Geschwindigkeit
Elektromotor: 20.000 rpm (max. 25.000 rpm)

*ISO-E-Kupplung nach ISO 3964 ist erforderlich

Innovativ und preislich attraktiv: Ihr Starter Kit mit RECIPROC® direct

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis:
Winkelstück + 24 RECIPROC® blue Instrumente

RECIPROC® direct Starter Kit mit RECIPROC® blue

1 x RECIPROC® direct Winkelstück

Blister à 6 Instrumente 25 mm

- 2 x Blister mit RECIPROC® blue Instrumenten R25
- 1 x Blister mit RECIPROC® blue Instrumenten R40
- 1 x Blister mit RECIPROC® blue Instrumenten R50



Bestellnummer: V04 1095 025 000



Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren bevorzugten Händler oder besuchen Sie uns auf www.vdw-dental.com

VDW GmbH
Bayerwaldstr. 15
81737 München
Tel +49 (0) 89 62734-0
Fax +49 (0) 89 62734-304
info@vdw-dental.com

