

Einfach immer hygienisch:

STERILE ENDO-INSTRUMENTE
VON VDW UNTERSTÜTZEN
DIE ZAHNARZTPRAXIS
BEI DER EINHALTUNG DER
RKI-HYGIENEEMPFEHLUNGEN



Sterile Endo-Instrumente von VDW.



Wir bringen Hygiene auf den Punkt!
Sterile Endo-Produkte seit über 30 Jahren.

Fordern Sie unsere Reinigungs- und
Sterilisationshinweise an.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:

VDW GmbH
Postfach 830954 • 81709 München
Tel. +49 89 62734-0 • Fax +49 89 62734-304
www.vdw-dental.com • info@vdw-dental.com



Endo Einfach Erfolgreich®

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Patienten

- Kein Sterilisieren vor der ersten Anwendung
- Gebrauchsfertige Instrumente einzeln entnehmbar
- Steriles Sortiment: Stahl-Instrumente, rotierende NiTi-Instrumente, reziprok arbeitende M-Wire® NiTi-Instrumente und Zubehör
- TÜV-geprüftes Qualitätsmanagement



VDW STERILE STERILE STERILE STERILE

STAHL-INSTRUMENTE

- C-PILOT® Feilen
- K-Feilen
- Flexicut® Feilen
- K-Bohrer
- Hedström Feilen
- Gates-Erweiterer
- Nervnadeln

VDW STERILE STERILE STERILE STERILE

ROTIERENDE NiTi-INSTRUMENTE

- Mtwo®
- FlexMaster®

REZIPROK ARBEITENDE M-WIRE® NiTi-INSTRUMENTE

- RECIPROC®

NiTi-HANDINSTRUMENTE

- NiTi K-Feilen

VDW STERILE STERILE STERILE STERILE

ZUBEHÖR

- Papierspitzen
- Finger Spreader
- NiTi Finger Spreader
- Finger Plugger
- Wurzelfüller „L“

Instrumente:	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
C-PILOT® Feilen	ISO/Taper 006/.02-015/.02			-
K-Feilen	-	006/.02-110/.02	006/.02-140/.02	
Flexicut® Feilen	-	015/.02-040/.02		-
K-Bohrer	-	006/.02-110/.02	006/.02-140/.02	
Hedström Feilen	-	008/.02-110/.02	008/.02-140/.02	
Gates-Erweiterer	1-6/50-150	-	-	
Nervnadeln	-	Sizes XXXF-C 0-6	-	

Instrumente:	21 mm	25 mm	31 mm
RECIPROC® System	R25, R40, R50		
Mtwo® System	Basis: 10/.04, 15/.05, 20/.06, 25/.06 Für größere Kanäle: 30/.05, 35/.04, 40/.04, 45/.04, 50/.04, 60/.04 Für warme Obturation: 25/.07, 30/.06, 35/.06, 40/.06		
FlexMaster® System	Taper .02: 015-070 Taper .04: 015-040 Taper .06: 015-040	020-070 020-040	
NiTi K-Feilen	015-060	-	

Zubehör:	25 mm	29 mm
Papierspitzen	-	ISO/Taper 015/.02-140/.02
Finger Spreader	-	
NiTi Finger Spreader	ISO 015-040	-
Finger Plugger	-	
Zubehör:	21 mm	25 mm
Wurzelfüller „L“	ISO 025-040	

● C-PILOT® Feilen

für schwer zugängliche oder kalifizierte Wurzelkanäle

- Edelstahl, besonders biegefest aufgrund thermischer Härtung
- Zur sicheren Erstellung eines Gleitpfades vor der maschinellen Aufbereitung
- In Zwischengröße ISO 12,5 erhältlich



● RECIPROC® one file endo

Speziell entwickeltes System zur Wurzelkanalaufbereitung in reziproker Bewegung

- Professionelle Aufbereitung **mit nur einem Instrument**
- Zeitsparend und effizient durch weniger Arbeitsschritte
- Stark gekrümmte und enge Kanäle können einfach aufbereitet werden



● Papierspitzen

Sterile Papierspitzen mit hoher Saugfähigkeit

- ISO-standardisiert
- Steril verpackt in Blistern

