

**Gelassenheit  
inklusive** | Das Endo-  
System



Die Endodontie gilt als einer der anspruchsvollsten Bereiche in der Zahnmedizin. Daher reicht es unserer Meinung nach nicht aus, Ihnen nur einzelne, voneinander losgelöste Produkte für den endodontischen Behandlungsablauf anzubieten.

Das Endo-System von VDW bietet Ihnen deshalb einen ganzheitlichen Ansatz für

- ✓ vereinfachte, individuelle Arbeitsabläufe,
- ✓ Sicherheit in der Anwendung,
- ✓ überzeugende Wirtschaftlichkeit,
- ✓ langfristigen Behandlungserfolg.

Es lässt sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen und Sie können sich selbst in unvorhersehbaren Situationen darauf verlassen – es sorgt damit für Gelassenheit inklusive.

**Entdecken Sie, was darüber hinaus für Sie inklusive ist.**



## Technischer Fortschritt inklusive

Wer 150 Jahre Erfahrung im Bereich der Wurzelkanalbehandlung vorweisen kann, hat bewiesen, dass er den hohen Anforderungen von Zahnärzten und Patienten immer wieder gerecht wird. Dem technologischen Fortschritt treten wir nicht nur entgegen – wir forcieren ihn mit jeder Produkteinführung und jedem weiterentwickelten Behandlungsschritt.

Das Ergebnis: ein optimal abgestimmtes Endo-System für Sie und Ihre Patienten.

# Spezialisierung inklusive

Wer sich auf VDW Produkte verlässt, erhält nicht nur einzelne Produkte für jeden Behandlungsschritt, sondern ein System von ineinander greifenden Produkten und Services. Das Endo-System von VDW sorgt damit für eine neue Leichtigkeit und langfristigen Behandlungserfolg in der Endodontie.

## Aufbereitung

**RECIPROC® blue** oder **RECIPROC®** Feilensystem

Endomotoren **VDW.CONNECT Drive®** und  
**VDW.GOLD® RECIPROC®**

Apexlokator



## Spülung

**EDDY®**

Schallaktivierte Spülspitze aus Polyamid



# Füllung

## GUTTAFUSION®

Warme Obturation mit Guttapercha Trägerstift



# Post-Endo

## DT Posts

Quarzfaserstifte mit Double Taper-Design




**Für Gelassenheit bei jedem Behandlungsschritt:** Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, wie die einzelnen Komponenten in vier Behandlungsschritten ineinandergreifen.

# Einfache Wurzelkanal- aufbereitung inklusive

Profitieren Sie von einer sicheren und einfachen Wurzelkanalaufbereitung und schaffen Sie optimale Voraussetzungen für die Desinfektion.

**Das Ergebnis:** volle Kontrolle von Anfang an.

- Zeitsparende Aufbereitung des gesamten Wurzelkanals mit nur einem **RECIPROC®** oder **RECIPROC® blue** Instrument.
- Minimales Frakturrisiko im Zusammenspiel mit den VDW Motoren, z. B. **VDW.CONNECT Drive®** oder **VDW.GOLD® RECIPROC®**.
- Automatischer Stopp bei Erreichen des Apex dank Apexlokator.



Die Kanalanatomie wurde trotz starker Krümmung beibehalten (Aufbereitung mit R25).


© Dr. Yared

# Effiziente Spülung inklusive

Erhöhen Sie mit einer effizienten Spülung die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Wurzelkanalfüllung.

**Das Ergebnis:** maximale Reinigung, minimaler Aufwand.

- Die schallaktivierte Spülinnovation **EDDY®** ermöglicht eine hochwirksame Reinigung des gesamten Wurzelkanalsystems.
- Auch in komplexen Anatomien werden Gewebereste und Debris zuverlässig entfernt.
- Dank des flexiblen Polyamidmaterials arbeitet die **EDDY®** Spülspitze dentinschonend und ist weniger fraktur anfällig.



Auch Isthmen und laterale Kanäle werden gründlich gereinigt.


© Dr. Reuver

# Homogene 3D-Füllung inklusive

Erzielen Sie eine homogene, wandständige Füllung des gesamten Wurzelkanalsystems und minimieren Sie die Gefahr der Rekontamination.

**Das Ergebnis:** eine Füllung, die hält, was sie verspricht.

- Das **GUTTAFUSION®** Trägerstiftsystem kombiniert warme Obturation mit der Ein-Stift-Technik und setzt damit neue Standards in der thermoplastischen Füllung.
- Warme Guttapercha kondensiert in alle Isthmen und Ramifikationen, wodurch eine homogene 3D-Füllung entsteht.
- Die Füllung – komplett aus Guttapercha – kann mühelos entfernt werden.



Die erwärmte Guttapercha kondensiert auch in Isthmen und Ramifikationen.

© Dr. Neuhaus




# Sichere Post-Endo inklusive

Gewinnen Sie noch mehr Sicherheit bei der postendodontischen Versorgung durch den Einsatz von Wurzelstiften.


**Das Ergebnis:** beste Voraussetzungen für langfristigen Behandlungserfolg.

- **DT Posts** dienen zur Verankerung von Füllmaterial bei ungenügender Restzahnsubstanz.
- Die Quarzfaserstifte besitzen hohe Biegefestigkeit, Bruchresistenz und eine herausragende Röntgensichtbarkeit.
- Durch das Double Taper-Design passen sich **DT Posts** gut an die Form des aufbereiteten Kanals an und helfen so möglichst viel Dentin zu erhalten.



Mit Double Taper Posts ① ist weniger Dentinabtrag notwendig als mit einfach getaperten Wurzelstiften ②.

© Prof. Boudrias / Prof. Sakkal



# Service und Beratung inklusive

Wir unterstützen Sie von Anfang an mit vielfältigen Service-Angeboten: Produktberater helfen Ihnen, die für Sie geeigneten Produkte auszuwählen. In persönlichen Einweisungen lernen Sie unsere Technologie kennen und anzuwenden. Und auch im Anschluss bleiben wir immer für Sie erreichbar, damit Sie sich stets voll und ganz auf die Funktionsfähigkeit Ihrer VDW Geräte verlassen können.

## **Nutzen Sie beispielsweise folgende Services:**

- ✓ Sofortige persönliche Beratung und Rückrufservice
- ✓ Wartungs- und Reparaturservice für alle VDW Geräte – von der ersten bis zur neuesten Generation
- ✓ Informationen über Produkte, Studien, Gerätestandards, Garantie- und Gewährleistungsbedingungen, Gebrauchsanweisungen und -hinweise, Reinigung, Desinfektion und Sterilisation
- ✓ Tipps zu Produkten und Serviceangeboten, z. B. Demo- und Testgeräte
- ✓ Unterstützung bei Bestellungen und Nachbestellungen
- ✓ Individuelles Reparaturangebot und schnelle Abwicklung

# Unser Fortbildungsangebot

Profitieren Sie von einem hochqualitativen und umfangreichen Fortbildungsprogramm: In unseren Kursen können Sie theoretische Grundlagen und praktische Fertigkeiten erlernen, um die VDW Produkte in Ihrem Praxisalltag optimal anzuwenden.

- ✓ Fortbildungsprogramm mit über 600 Kursen und 10.000 teilnehmenden Zahnärzten pro Jahr
- ✓ Weltweites Netzwerk von Experten
- ✓ Hands-on-Kurse auf Kongressen und Messen, bei denen die VDW Produkte getestet werden können
- ✓ Kooperationen mit mehr als 70 Universitäten weltweit

Aktuelle Kurstermine finden Sie auf unserer Website: [vdw-dental.com/kurstermine](https://vdw-dental.com/kurstermine)

## Machen Sie keine Kompromisse

Um bei Wurzelkanalbehandlungen stets beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie sich nicht mit einzelnen Produkten zufrieden geben. Nur wenn die einzelnen Komponenten in allen Behandlungsschritten optimal ineinandergreifen, sind Behandlungserfolg und zufriedene Patienten garantiert.

Sie möchten auch die neue Leichtigkeit bei der Wurzelkanalbehandlung erleben – einfach, sicher und effizient? **Entscheiden Sie sich für das Endo-System von VDW – Gelassenheit inklusive.**

Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie eine Produktberatung in Ihrer Praxis:

Kunden aus Deutschland (kostenlos) **0800 8393368**

Kunden weltweit **+49 89 62734-555**

[service@vdw-dental.com](mailto:service@vdw-dental.com)

Alles rund um das Endo-System: [vdw-dental.com](https://vdw-dental.com)



Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren bevorzugten Händler oder besuchen Sie uns auf [www.vdw-dental.com](http://www.vdw-dental.com)

VDW GmbH  
Bayerwaldstr. 15  
81737 München  
Tel +49 (0) 89 62734-0  
Fax +49 (0) 89 62734-304  
[info@vdw-dental.com](mailto:info@vdw-dental.com)

